



PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN
MT 0827-20

MF-FO-01

PÁGINA 1/1

REV 2

Datos Generales

Cliente : GREEN OIL SERVICES
OT/OM : -
Fecha de Calibración: 23/12/2020
Fecha de Emisión : 23/12/2020
Requerimiento : CALIBRACION
Equipo : INDICADOR DE PRESION
Ubicación Tecnica : -
Procedimiento : MF-PO-02

Datos del instrumento

Fabricante : SCHWAB'S
Modelo : CIRCULAR
N° Serie : 1610
N° Tag : -
Tamaño : 12"
Rango : 0 A 100
Unidad : PSI

Instrumentos Patrones Utilizados

Equipos	Marca	Modelo	Serie	N° de Certificado	Tag
MANOMETRO DIGITAL	GE DRUCK	DPI 104	5394324	MT0472-20	EPI 026
-	-	-	-	-	-

Resultados

Valor Patron PSI	% Equivalente Rango	Instrumento Inicial PSI	Desvio Inicial PSI	Instrumento Final PSI	Desvio Final PSI
0	0	0	0		
25	25	25	0		
50	50	50	0		
75	75	75	0		
100	100	100	0		
75	75	75	0		
50	50	50	0		
25	25	25	0		
0	0	0	0		

OBSERVACIONES:

MEIER Y FISCHER S.R.L. aplica en sus procesos los requisitos de las NORMAS IRAM 301 - ISO 17025 e ISO 9001:2000. En consecuencia, desarrolla un programa de calibración para sus referencias y patrones de medida vinculado a patrones nacionales e internacionales, garantizando calibraciones y mediciones trazables al sistema internacional de unidades (SI).

MAURICIO NIEVA
SERVICIO TÉCNICO
Meier y Fischer S.R.L.

MEIER Y FISCHER S.R.L.

CLIENTE