

ERITROSEDIMENTACIÓN

MÉTODO: Westergren automatizado

6 mm/Hora

Hasta 10 mm/Hora

GRUPO Y FACTOR RH SANGUÍNEO**GRUPO SANGUÍNEO**

MÉTODO: Aglutinación ABO

" O "

FACTOR Rh - Anti D

MÉTODO: Mezcla de AL. Monoclonales IgG/ IgM (BLEND)

Positivo

GLUCEMIA

MÉTODO: Colorimétrico

0,93 g/l

0,70 a 1,00 g/l

UREMIA

MÉTODO: Cinético UV optimizado

0,23 g/l

0,10 a 0,50 g/l

HEPATOGRAMA**COLESTEROL TOTAL**

MÉTODO: Cinético colesterol esterasa-oxidasa

155 mg/dl

Según NICEP:

Deseable: menor a 200 mg/dl

Límite: 200 - 240 mg/dl

Alto: mayor a 240 mg/dl

ASPARTATOAMINOTRANSFERASA - AST - TGO

MÉTODO: Cinético UV 37 °C optimizado - IFCC

26 U/l

Masculino Hasta 38 U/l

Femenino Hasta 32 U/l

ALANINOAMINOTRANSFERASA - ALT - TGP

MÉTODO: Cinético UV 37 °C optimizado - IFCC

35 U/l

FOSFATASA ALCALINA

MÉTODO: Cinético optimizado (DGKC y SSCC)

96 U/l

65 a 300 U/l

BILIRRUBINA TOTAL

MÉTODO: Colorimétrico - DPD

0,34 mg/dl

Hasta 1,00 mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA

MÉTODO: Colorimétrico - DPD

0,04 mg/dl

Hasta 0,30 mg/dl

BILIRRUBINA INDIRECTA

MÉTODO: Alícuo

0,30 mg/dl

Hasta 0,70 mg/dl

COLESTEROL HDL

MÉTODO: Colorimétrico enzimático homogéneo

43 mg/dl

40 a 120 mg/dl

COLESTEROL LDL

MÉTODO: Colorimétrico enzimático homogéneo

88 mg/dl

Valores guía para evaluar riesgo de cardiopatía coronaria en adulto:

Óptimo: menor 100 mg/dl

Límite: 100 - 159 mg/dl

Alto: 160 - 189 mg/dl

Muy alto: mayor o igual 190 mg/dl



Dr. Venerio Andres Wicario
Biogénero
MP 443